



## Solución de limpieza de electrodos de pH de uso general (20mL)

HI700601P

## Descripción

**HI7061P** es una solución de limpieza de uso general para usar con electrodos de **pH** y **ORP** que se pueden usar para una variedad de aplicaciones. Los electrodos de **pH** se ensucian con el uso y pueden producir resultados inexactos. Utilice nuestra solución de limpieza de electrodos de pH de uso general para prolongar la vida útil de su electrodo y garantizar lecturas precisas.

- Especialmente formulado para la limpieza de electrodos de **pH** y **ORP**.
- Fecha de caducidad y número de lote claramente marcados para la trazabilidad.
- Sello hermético para asegurar la calidad de la solución.

La causa más común de imprecisiones en la medición del pH es un electrodo sucio o mal limpiado. Es muy importante tener esto en cuenta, porque durante la calibración, el instrumento asume que el electrodo está limpio y que la curva de estandarización creada durante el proceso de calibración seguirá siendo una referencia válida hasta la próxima calibración. Los medidores de pH en el mercado actual permitirán un voltaje de compensación de aproximadamente  $\pm 60$  mV. La desviación de 0 mV no es inusual, pero lo ideal es que no supere los  $\pm 30$  mV. El proceso de calibración compensa

el cambio en el voltaje de compensación. Si la compensación de mV continúa desviándose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrán lecturas inexactas.

La limpieza es una rutina rápida y eficaz que debe realizarse con regularidad como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para garantizar que la unión no esté obstruida. Simplemente sumergiendo el electrodo en la solución de limpieza HI7061L durante 15 a 20 minutos, se disolverán los depósitos minerales u otros recubrimientos.

## Especificaciones

<b>Descripción</b>	solución de limpieza de uso general
<b>Certificado de Análisis</b>	Sí
<b>Envase</b>	sobres
<b>Cantidad de Análisis</b>	25
<b>Tamaño</b>	20 mL

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

### **Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones**

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución.

### **Cada botella marcada con número de lote y fecha de caducidad.**

- Las soluciones de limpieza de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

## Video

No Especifica