

## Solución de Limpieza de Electrodo para Sustancias Inorgánicas - 500 mL

HI 7074L



## Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

- Solución de limpieza especialmente formulada para eliminar sustancias inorgánicas de un electrodo de pH
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Fecha de caducidad y número de lote claramente marcados en la botella

## Especificaciones

### Más Información

<b>SKU</b>	HI7074L
<b>Product Name</b>	Solución de Limpieza de Electrodo para Sustancias Inorgánicas (500 mL) - HI7074L
<b>Stock Status Message</b>	Ships within 5-10 Business Days
<b>Quote Required</b>	No
<b>Descripción</b>	Solución de limpieza para sustancias inorgánicas
<b>Certificado de Análisis</b>	no
<b>Envase</b>	Botella
<b>Cantidad de Análisis</b>	1
<b>Tamaño</b>	500 mL

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica