

Guía rápida para la detección de cubetas específicas para la línea de Fotómetros y Turbidímetros Hanna

Familia	Referencia de Celda	Referencia de Tapa
HI 96XXX	HI 731331 (4 und)	HI 731335 (4 und)
HI 977XX	HI 731331 (4 und)	HI 731336N (4 und)
HI 832XX / HI 83748	HI 731321 (4 und)	HI 731325W (4 und)
HI 833XX	HI 731331 (4 und)	HI 731335N (4 und)
HI 93703 / 93102	HI 731321 (4 und)	HI 731325 (4 und)
HI 98703 / HI 93414	HI 731331N (4 und)	HI 731335N (4 und)
HI 88703 / HI 83414	HI 731331N (4 und)	HI 731335N (4 und)
HI 88713 / HI 98713 / HI 987134 / HI 83749 / HI 847492	HI 731331N (4 und)	HI 731335N (4 und)
Checker HI 7XX	HI 731321 (4 und) HI 731315 (2 und, Incluye tapas)	HI 731225 (4 und)



HI 731331

(4 unidades sin tapa)



HI 731321

(4 unidades sin tapa)



HI 731315

(2 unidades sin tapa)



HI 731335



HI 731325W



HI 731335N



HI 731325



HI 731225

**COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN**

▼ Santa Cruz:  
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:  
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:  
(591 4) 412 9049

[www.hannabolivia.com](http://www.hannabolivia.com)

## ESPECTROFOTÓMETRO HANNA

Espectrofotómetro	Tamaño de Vial	Referencia de Celda	Referencia de Adaptadores
HI 801	10 mm	* RV CQ2 (cubeta cuadrada de Quarzo)	HI 7408012
	13 mm	HI 731311 (5 und) Incluye tapas	HI 7408013
	16 mm	HI 731321 (4 und) HI 731335N (4 und)	HI 7408011
	22 mm	HI 731331 (4 und) HI 731335N (4 und)	N. A

**Accesorios para aumentar el tiempo de vida útil de las celdas de vidrio y tener mayor precisión en las mediciones:**



**HI 93703-50**

Solución Limpiadora de cubetas 230 ml



**HI 98703-58**

Aceite siliconado



**HI 731318**

Paños antiestáticos para limpieza (4 und)



**HI 74083300**

Adaptador DQO para cubetas HI 83314 / HI 83399



**HI 740235**

Adaptador DQO para cubetas HI 83099

**COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN**

▼ Santa Cruz:  
(591 3) 3116969 / (591 3) 3120130

▼ La Paz:  
(591 2) 2128418 / (591 2) 2120793

▼ Cochabamba:  
(591 4) 412 9049

[www.hannabolivia.com](http://www.hannabolivia.com)